


DENDIA

DENTAL INSTRUMENTS

ساخت اتـریش



فرز، پولیش و ابزارهای اندونتیک و جراحی





		Colour code	Grain	ISO	Size of grain	Application	Recommended application
		black ring	super coarse = SG الماسهای بسیار درشت	544	150-180 μm	Laboratory/ Dentistry	Coarse pre-grinding
		green ring	coarse = G الماسهای درشت	534	125-150 μm	Laboratory/ Dentistry	Pre-grinding
		blue ring	medium الماسهای متوسط	524	90-106 μm 53-125 μm	Dentistry Laboratory	Universal grinding
		red ring	fine = F الماسهای ریز	514	38-45 μm 38-75 μm	Dentistry Laboratory	
		yellow ring	extra fine = EF الماسهای بسیار ریز	504	20-30 μm 10-36 μm	Dentistry Laboratory	Prefinishing of composites
		white ring	ultra fine = UF الماسهای بسیار ریز	494	12-22 μm	Dentistry	Final finishing of composites and burnishing

ISO NUMMER



801 | Sherical (Round)

رند - کروی

Ring	FIG	SHANK	ϕ						
	801	FG	008	010	012	014	016	018	023
	801G	FG			012	014	016	018	023
	801F	FG			012	014			023
	801EF	RA			012	014	016	018	

801L | Sherical, Extra Long Neck

رند - گردن و شنگ بلند

Ring	FIG	SHANK	ϕ			
	801L	FG	010	012	014	016
	801LG	FG	010	012	014	016

525 | Hemispherical Concave Side

استوانه ای مقعر سر تخت

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	525	FG	017
	525F	FG	017
	525EF	FG	017
L mm			4,0

526 | Hemispherical Concave Side

استوانه ای مقعر سر گرد

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	526	FG	023
	526F	FG	023
	526EF	FG	023
L mm			4,0

811 | Barrel short 811L | Barrel long

بشکه ای کوتاه و بلند

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	811LG	FG	037
	811G	FG	033
	811F	FG	033
L mm			4,0 7,0

818 | wheel

دیسک نازک

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	818	FG	035
L mm			0,6

830 | Bud, Slender

شعله ای بلند

Ring	FIG	SHANK	ϕ			
	830	FG	018	023		
	830G	FG	016	018	023	
	830F	FG	016	018	021	023
	830EF	FG	016	018	023	
L mm			4,5	4,5	5,0	5,0

831 | Bud

شعله ای

Ring	FIG	SHANK	ϕ	
	831G	FG	016	018
	831F	FG	016	018
	831EF	FG	016	018
L mm			3,5	3,5

833 | Egg

تخم مرغی

Ring	FIG	SHANK	ϕ		
	833	FG	023		
	833G	FG	014	023	
	833F	FG	014	018	023
	833EF	FG	014	018	023
L mm			2,8	3,4	4,2

820 | Bur Interdental

بین دندانی

Ring	FIG	SHANK	ϕ	
	820 F	FG	016	
	820 EF	FG	014	016
L mm			5,0	5,0

829 | Conical Concave Tip

نوک مقعر مخروطی

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	829	FG	027
	829	FG	027
L mm			1,6

827 | Onion

پیازی

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	827EF	FG	018
L mm			4,0

893 | Hemispherical Concave Side

پستونی

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	893	FG	023
	893F	FG	023
L mm			5,8

808 | Convex End Rounded Edges

اینورت - پایه بلند، لبه گرد

Ring	FIG	SHANK	ϕ	
	808	FG	010	012
L mm			2,7	2,7

805 | inverted conical

اینورت - مخروطی

Ring	FIG	SHANK	ϕ
	805	FG	016
L mm			1,5

850 | Conical End Domed

تپییر سرگرد متوسط

Ring	FIG	SHANK	ϕ	
	850	FG	014	016
	850G	FG	014	016
	850F	FG	014	016
	850EF	FG	014	
L mm			8,0	8,0

852 | Conical, End Domed

تپییر سرگرد بلند

Ring	FIG	SHANK	ϕ					
	852	FG	010	012	014	016	018	
	852 G	FG		012	014	016	018	
	852 F	FG		012	014		018	
	852EF	FG			014	016		
L mm			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

881 | Cylindrical End Hemispherical

سیلندری سرگرد

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	881	FG	012 014
●	881G	FG	012 014
●	881F	FG	014
●	881EF	FG	012 014
●	881SG	FG	012 014
L mm			8,0 8,0

836 | End Cutting Only

فقط دارای برش انتهایی

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	839	FG	012 014
L mm			0,2 0,2

889L | Needle-shaped Long Neck

سوزنی کوتاه گردن بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	889LG	FG	009
●	889LF	FG	009
L mm			3,5

890L | Pointed Long Neck

نوک تیز گردن بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	890LF	FG	008
●	890LEF	FG	008
L mm			3,0

895 | Bullet

مخروطی انحنادار

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	895	FG	016
●	895F	FG	016
●	895EF	FG	016
L mm			3,5

851 | Conical Domed Side Cutting Only

انتهای امن - متوسط

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	851	FG	014 016
L mm			6,0 6,0

857 | End Domed Site Cutting Only

انتهای امن - بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	857	FG	014
L mm			10,0

862 | Cylindrical, End Pointed

سیلندری نوک تیز متوسط

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	862 SG	FG	012 014 016
●	862 G	FG	010 012 014 016
●	862 F	FG	010 012 014 016
●	862 EF	FG	010 012 014 016
●	862 UF	FG	012
L mm			8,0 8,0 8,0 8,0

863 | Cylindrical End Pointed

سیلندری نوک تیز بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	863 G	FG	012 014 016
●	863 F	FG	012 016
●	863 EF	FG	012 016
L mm			10,0 10,0 10,0

835 | Cylindrical Side and End Cutting

سیلندری کوتاه

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	835	FG	010 012 014
●	835 SG	FG	010 012
●	835 G	FG	008 010 012 014 016
L mm			3,0 3,5 3,5 3,5 3,5

837 | Side and End Cutting

سیلندری متوسط

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	837SG	FG	012 014 016
●	837G	FG	012 014 016 018
L mm			6,5 6,5 6,5 6,5

837L | Side and End Cutting

سیلندری بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	837L	FG	012 014
●	837LSG	FG	012 014 016
●	837LG	FG	012 014 016
●	837F	FG	012 014
L mm			8,0 8,0

837 XL | Side and End Cutting, Extra Long

سیلندری خیلی بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	837XLG	FG	014
L mm			10,0

845R | Conical Rounded Edge

تیپر کوتاه لبه گرد

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	845R	FG	018 025
●	845RF	FG	025
L mm			4,0 4,0

847 | Conical Truncated Conical

تیپر - سر تخت بلند

Ring	FIG	SHANK	Ø
●	847	FG	012 014 016
●	847SG	FG	012 014 016 018
●	847G	FG	012 014 016 018
●	847F	FG	012 014 016
L mm			8,0 8,0 8,0 8,0

848 | Conical Truncated Conical

تیپر - سر تخت خیلی بلند



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	848	FG	014 016
●	848G	FG	014 016
●	8481EF	FG	016
L mm			10,0 10,0

815 | wheel for depth marking

چرخي نشانگر



Ring	FIG	SHANK	Ø
○	815	FG	022
L mm			1,2
Marking depth mm			0,3

818 | wheel


چرخي



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	818	FG	035
L mm			0,6

834 | Instrument for Depth Marking

نشانگر



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	834	FG	016 018 021
L mm			6,0 6,0 6,0
Marking depth mm			0,3 0,4 0,5

858 | Conical, Pointed Slender

مخروطي، نوک تيز، باريک



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	858	FG	010
●	858G	FG	012 014 016
●	858F	FG	010
●	858EF	FG	010 012 014
L mm			8,0 8,0 8,0 8,0

859 | Conical, Pointed Slender

مخروطي، نوک تيز، باريک



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	859	FG	010 012
●	859F	FG	010 012
●	859EF	FG	010 012
L mm			10,0 10,0

858 | Conical Pointed, Slender


سوزني متوسط



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	858	FG	010
●	858F	FG	010
●	858EF	FG	010
L mm			8,0

859 | Conical, Pointed Slender

سوزني بلند



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	859	FG	010 012
●	859F	FG	010 012
●	859EF	FG	012
L mm			10,0 10,0

887 | Torpedo

چمفر



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	878SG	FG	012 014 016 018
●	878G	FG	012 014 016 018 023
●	878F	FG	014 016 018
L mm			8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

868 | Torpedo, Cylindrical

چمفر بلند



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	868G	FG	010 012 014 016
●	868F	FG	010 012 014 016
●	868EF	FG	012 014
L mm			8,0 8,0 8,0 8,0

885 | Cylindrical End Conical, Pointed

چمفر بلند



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	885SG	FG	012 014
●	885G	FG	012 014
●	885F	FG	012 014
L mm			8,0 8,0

867 | Torpedo, Cylindrical

چمفر متوسط



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	867	FG	009
●	867G	FG	010 012
●	867F	FG	009
L mm			6,0 6,0 6,0

Excavating Burs

C1 | Spherical

رند



FIG	SHANK	ϕ							
C1	FG	010	012	014	016	018	018	023	
C1	FG XL	010		014		018	018		
C1	RA	008	010	012	014	016	018	021	023
US-No.		1	2	3	4	5	6	7	8

C1S | Spherical, High Cutting Efficiency

رند برش بالا



Ring	FIG	SHANK	ϕ							
●	C1S	FG		014		018		023		
●	C1S	RA	010	012	014	016	018	021	023	
●	C1S	RAL	010	012	014	016	018	021	023	
US-No.			2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	

C7 | Pear

اینورت سرگرد



FIG	SHANK	ϕ	
C7	FG	008	010
US-No.		330	331
L mm		1,8	2,0

Fissure Burs

C31R | Cylindrical End Hemispherical

سیلندری سرگرد با پره های دنده ای



FIG	SHANK	ϕ	
C31R	FG	010	012
US-No.		1557	1558
L mm		4,1	4,1

C33 | Conical

تیپر با پره های دنده ای



FIG	SHANK	ϕ	
C33	FG	012	مخصوص توربین
C33	FGXL	012	بلند مخصوص توربین
US-No.		701	
L mm		4,1	

C33L | Conical

تیپر سر بلند با پره های دنده ای



FIG	SHANK	ϕ	
C33L	FGXL	012	بلند مخصوص توربین
US-No.		701L	
L mm		6,3	

C21 | Side and End Cutting

سیلندری



FIG	SHANK	ϕ	
C21	FG	012	014
US-No.		58	59
L mm		4,1	4,5

C23R | Conical End Domed

تیپر سرگرد



FIG	SHANK	ϕ	
C23R	FG	012	مخصوص توربین
C23R	RA	012	مخصوص آنگل
US-No.		1171	
L mm		4,1	

C31 | Side and End Cutting

سیلندری با پره های دنده ای



FIG	SHANK	ϕ
C31	FG	010
US-No.		557
L mm		4,1

Finishing Burs

C48L | Long Ogival End

بلند با نوک تیز



Ring	FIG	SHANK	ϕ
●	C48L	FG	012
●	C48LF	FG	012
●	C48LU	FG	012
L mm			8,0

C244K | Torpedo Conical

تورپیدو - مخروطی



FIG	SHANK	ϕ
C244K	FG	016
L mm		8,0

C134 | Conical Pointed, Slender

مخروطی



Ring	FIG	SHANK	ϕ
●	C134	FG	014
●	C134F	FG	014
●	C134U	FG	014
US-No.			ET6
L mm			6,0

C379 | Egg

تخم مرغی



Ring	FIG	SHANK	ϕ	
●	C379	FG	018	023
●	C379	RA	018	023
US-No.			7406	7408
L mm			3,5	4,2

Crown Cutters

CX21 | Side and End Cutting

برش جانبی و انتهای



FIG	SHANK	ϕ
CX21	FG	012
US-No.		558X
L mm		4,0

CARBIDE | فرز های کارباید

CX23 | Conical

مخروطی سر صاف



FIG	SHANK	Ø
CX23	FG	012
US-No.		701X
L mm		4,0

CX23R | Conical Domed

مخروطی سرگرد



FIG	SHANK	Ø
CX23R	FG	012
US-No.		701E
L mm		4,1

Amalgam Remover

C31A | Cylindrical End Hemispherical

استوانه ای بلند با انتهای گرد



FIG	SHANK	Ø
C31A	FG	012
L mm		5,3

C36R | Cylindrical End Hemispherical

استوانه ای کوتاه با انتهای گرد



FIG	SHANK	Ø
C36R	FG	012
US-No.		1958
L mm		4,0

CG35RS | Cylindrical End Hemispherical

برش کران مدل کبری



FIG	SHANK	Ø
CG35RS	FG	012
L mm		3,5

ABRASIVES | مولت های پرداخت سنگی

601 | Spherival (Round)

کروی - رند



FIG	SHANK	Ø
601	FG	030
601	RA	030

645 | Conical Pointed

سر مخروطی



FIG	SHANK	Ø
645	FG	028
645	RA	028
L mm		7,0

660 | Flame

شعله ای



FIG	SHANK	Ø
660	FG	025
660	RA	025
L mm		7,0

661 | (ARK) Torpedo Cylindrical

تورپیدو - استوانه ای



FIG	SHANK	Ø
661	FG	025
661	RA	025
L mm		7,0

662 | Flame

شعله ای



FIG	SHANK	Ø
662	FG	030
662	RA	030
L mm		6,0

666 | Bud slender

غنچه ای باریک



FIG	SHANK	Ø
666	FG	025
666	RA	025
L mm		6,5

Green - Silicon Carbide

661 | (GRN) Torpedo Cylindrical

تورپیدو - استوانه ای



FIG	SHANK	Ø
661	FG	025
661	RA	025
L mm		7,0

C141 | 6 blades

فرز جراحی ۶ پره



FIG	SHANK	Ø
C141	HP	031 035 040

GT48L | Ceramic working section

فرز تریمر لته



FIG	SHANK	Ø
GT48L	FG	016
L mm		5,0

GT135 | Ceramic working section

فرز تریمر لته



FIG	SHANK	Ø
GT135	FG	016
L mm		8,0

C152 | Endo - Z

فرز اندو Z



FIG	SHANK	Ø
G152	FGL	014
L mm		9,0

C1T | Oral Surgery Bur acc. Paul Toller (long neck)

فرز جراحی مخصوص دندان عقل
استخوان و برش ایمپلنت



FIG	SHANK	Ø
C1T	HP	023

C33T | Oral Surgery Bur acc. Paul Toller (long neck)

فرز جراحی مخصوص دندان عقل
استخوان و برش ایمپلنت



FIG	SHANK	Ø
C33T	HP	016
L mm		5.2

مولت های پرداخت | POLISHER

مولت های سیلیکونی پرداخت سرامیک دو مرحله ای مخصوص آنگل

LS9872 | Inverted Cone Hollow

مخروطی برعکس تو خالی



FIG	SHANK	Ø
LS 9872M	RA	060
LS 9872F	RA	060
L mm		7.5 7.5

LS9871 | Flame

شعله ای




FIG	SHANK	Ø
LS 9871M	RA	040
LS 9871F	RA	040
L mm		10,0 10,0

LS9873 | Swivel

خورشیدی - چرخشی




FIG	SHANK	Ø
LS 9873M	RA	140
LS 9873F	RA	140
L mm		1.6 1.6

Z801 | Zir Prep

کروی زیرکنا



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z801	FG	010

Z838L | Zir Cut

برش زیرکنا



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z838L	FG	014
L mm			6,0

Z818 | Wheel Rim Cutting

چرخ، برش لبه



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z818	FG	050 060
L mm			0,6 0,6

Z850 | Zir Prep

مخصوص آماده سازی



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z850	FG	018
●	Z850F	FG	018
L mm			8,0

Z833 | Zir Prep

مخصوص آماده سازی



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z833	FG	023
●	Z833F	FG	023
L mm			4,2

Z801L | Long Zir Prep


کروی زیرکنا گردن بلند



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z801L	FG	014


Z863 | Zir Prep

مخصوص آماده سازی



Ring	FIG	SHANK	Ø
●	Z863	FG	012
●	Z863F	FG	012
L mm			10,0
rpm			300.000





*...the first step
to a perfect smile*

DENDIA

DENTAL INSTRUMENTS
www.dendiadental.com



توان دنت
TAVAN DENT

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ تلفن: ۰۶۶۴۲۸۳۱۴-۰۶۶۴۲۸۲۵۵
info@tavandent.com ۰۹۱۰۵۱۵۳۳۰۵ واتساپ: tavandent اینستاگرام
www.tavandent.com خرید آنلاین