


ساخت کشور ایتالیا

تولیدکننده انواع ابزارهای

جراحی، تشخیصی، پرودنتال، ترمیمی

ایمپلنتولوژی، ارتودنسی و لابراتوار



600
YEARS
TRADITION

شرکت شناخته شده‌ی **Medesy** ایتالیا با ۶۰۰ سال سابقه در عرصه ی تولید ابزارهای دستی دندانپزشکی، محصولات خود را با کیفیت بالا و کارایی حرفه ای تولید می‌کند. خط تولید **Medesy** تمام ابزارهای دستی حرفه ای دندانپزشکی از جمله ابزارهای جراحی، تشخیصی، پرپودنتال، ترمیمی، ایمپلنتولوژی، ارتودنسی، آزمایشگاه و پدیکور را شامل می‌شود. **شرکت توان دنت** با هدف تامین تجهیزات مورد استفاده ی دندان پزشکی، نمایندگی انحصاری محصولات **Medesy** در ایران را در سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی به ثبت رسانده و همواره با انتخاب پیشرفته ترین و با کیفیت ترین محصولات بازار جهانی، در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی تجهیزات درمانی دندانپزشکی فعالیت دارد.



ACCESSORIES



LABORATORY



ORTHODONTICS



IMPLANTOLOGY



RESTORATIVE



PERIODONTAL




DIAGNOSTIC



SURGICAL

EXTRACTION FORCEPS – فورسپس کشیدن دندان

فورسپس کشیدن دندان از ابزارهای دندانپزشکی است که شبیه انبردست است و در روند کشیدن دندان مورد استفاده قرار می گیرد. فورسپس های شرکت MEDESYS در مدل های مختلف ارائه می شوند که هر یک برای دندان های قسمت خاصی از دهان کاربرد دارند. در کنار فورسپس های خاص دندان، فورسپس های دیگری نیز طراحی شده اند که برای کشیدن دندان ها در کلیه قسمت های مختلف دهان قابل استفاده است.



TOOTH FORCEPS N.2

کد: 2500/2

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان قدامی و نیش فک بالا

TOOTH FORCEPS N.67-A

کد: 2500/67A

- فورسپس فک بالا با منقارهای پهن
- ویژه دندان مولر سوم فک بالا

TOOTH FORCEPS N.67

کد: 2500/67

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان مولر سوم فک بالا



TOOTH FORCEPS N.7

کد: 2500/7

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان پره مولر فک بالا

TOOTH FORCEPS N.52

کد: 2500/52

- فورسپس فک بالا با منقارهای کوتاه و باریک
- ویژه ریشه فک بالا

TOOTH FORCEPS N.51

کد: 2500/51

- فورسپس فک بالا با منقارهای کوتاه و باریک
- ویژه ریشه فک بالا



TOOTH FORCEPS N.89

کد: 2500/89

- فورسپس فک بالا از نوع عمیق گیر
- ویژه دندان مولر راست فک بالا

TOOTH FORCEPS N.18

کد: 2500/18

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان مولر چپ فک بالا

TOOTH FORCEPS N.17

کد: 2500/17

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان مولر راست فک بالا



TOOTH FORCEPS N.73

کد: 2500/73

- فورسپس فک پایین
- ویژه دندان مولر فک پایین



TOOTH FORCEPS N.29

کد: 2500/29

- فورسپس فک بالا
- ویژه دندان قدامی فک بالا



TOOTH FORCEPS N.90

کد: 2500/90

- فورسپس فک بالا از نوع عمیق گیر
- ویژه دندان مولر چپ فک بالا



TOOTH FORCEPS N.33-L

کد: 2500/33L

- فورسپس فک پایین با منقار بلند
- ویژه دندان قدامی، پره مولر و ریشه فک پایین



TOOTH FORCEPS N.33

کد: 2500/33

- فورسپس فک پایین
- ویژه دندان قدامی، پره مولر و ریشه فک پایین



TOOTH FORCEPS N.79

کد: 2500/79

- فورسپس فک پایین
- ویژه دندان مولر سوم فک پایین



TOOTH FORCEPS N.86

کد: 2500/86

- فورسپس فک پایین از نوع کاهورن (شاخ گاوی)
- ویژه دندان مولر فک پایین



TOOTH FORCEPS N.22

کد: 2500/22

- فورسپس فک پایین
- ویژه دندان مولر فک پایین



TOOTH FORCEPS N.13

کد: 2500/13

- فورسپس فک پایین
- ویژه دندان نیش و پره مولر فک پایین



TOOTH FORCEPS N.86-C

کد: 2500/86C

- فورسپس فک پایین از نوع کاهورن (شاخ گاوی)
- ویژه دندان مولر فک پایین



TOOTH FORCEPS N.74

کد: 2500/74

- فورسپس فک پایین
- ویژه ریشه دندان فک پایین



TWEEZER – پنس

برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از دهان، برداشتن اجسام کوچک مثل رول های پنبه، فرزها و پین، نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف از پنس ها استفاده می شود.



TWEEZER MICRO ADSON OY 0.9mm

کد: 1016/OY

- از خانواده پنس های ادسون
- مدل دنداندار
- جهت نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف
- طول: ۱۲۰mm
- ضخامت تیپ: ۰.۹mm



TWEEZER DE BAKEY ANGLED

کد: 1007/R

- پنس دوبیگی صاف
- از خانواده پنس های آتروماتیک
- برای گرفتن ایمن غشاء و بافت
- دنداندار مخصوص از سوراخ شدن بافت
- جلوگیری می کند
- طول: ۱۵۰mm
- اندازه سر پنس: ۱.۵mm



TWEEZER DE BAKEY ANGLED

کد: 1007/A

- پنس دوبیگی خمیده
- از خانواده پنس های آتروماتیک
- برای گرفتن ایمن غشاء و بافت
- دنداندار مخصوص از سوراخ شدن بافت
- جلوگیری می کند
- طول: ۱۵۰mm
- اندازه سر پنس: ۱.۵mm



TWEEZER MERIAM

کد: 1024

- مناسب برای انجام پانسمان
- دارای بدنه شیاردار
- طول: ۱۶۰mm



TWEEZER ENDODONTICS WITH STOP

کد: 1019

- پنس اندودنتیکس قفل شونده
- دارای شیار متقاطع
- رای نگه داشتن نقاط
- طول: ۱۵۰mm



TWEEZER MICRO ADSON

کد: 1017

- از خانواده پنس های ادسون
- جهت نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف
- طول: ۱۲۰mm



TWEEZER TAYLOR OY mm120

کد: 1028/120-OY

- از خانواده پنس تیلور
- مدل دنداندار
- طول: ۱۲۰mm



TWEEZER TAYLOR mm150

کد: 1027/150

- از خانواده پنس تیلور
- دارای شیارهای موازی
- طول: ۱۵۰mm



TWEEZER TAYLOR mm120

کد: 1027/120

- از خانواده پنس تیلور
- دارای شیارهای موازی
- طول: ۱۲۰mm



TWEEZER COLLEGE LIGHT

کد: 1120
 • از خانواده پنس کالج
 • مدل سبک وزن
 • طول: ۱۵۰mm



TWEEZER COLLEGE WITH LOCK

کد: 1118
 • از خانواده پنس کالج
 • مدل قفل دار
 • طول: ۱۵۰mm



TWEEZER TAYLOR OY mm150

کد: 1028/150-OY
 • از خانواده پنس تیلور
 • مدل دندان دار
 • طول: ۱۵۰mm



TWEEZER FOR MEMBRANE CURVED

کد: 1113
 • زاویه دار
 • طول: ۱۲۰mm



TWEEZER FOR MEMBRANE

کد: 1112
 • تخت
 • طول: ۱۲۰mm



TWEEZER MERIAM

کد: 1124
 • مناسب برای انجام پانسمان
 • طول: ۱۶۰mm



PLIER ARNHOLD CURVED mm200

کد: 1542
 • پنس خمیده ایمپلنت
 • طول: ۲۰۰mm



PLIER ARNHOLD CURVED mm220

کد: 1541
 • پنس خمیده ایمپلنت
 • طول: ۲۲۰mm



PLIER ARNHOLD mm220

کد: 1540
 • پنس ایمپلنت
 • طول: ۲۲۰mm



TWEEZER PAPER HOLDER STRAIGHT

کد: 4583
 • پنس کاربن گیر
 • جهت گرفتن کاغذ کاربن در دندانپزشکی
 • برای حمل اجسام کوچک
 • به داخل و خارج دهان



TWEEZER COLLEGE

کد: 1126
 • از خانواده پنس کالج
 • مدل قفل دار
 • طول: ۱۵۰mm

سوزنگیر - NEEDLE HOLDER

یکی از ابزارهای مورد استفاده در جراحی دندانپزشکی سوزنگیر است. این ابزار نوعی کلامپ است که تیغه های آن قطور و آجدار می باشد. این ابزار جهت نگه داشتن سوزن جراحی و دوختن بافت به کار می رود.

سوزنگیرهای برند MEDESY همانند سایر ابزار دندانپزشکی این برند معروف ایتالیایی از جنس استنلس استیل بوده و بنابراین در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است و می توان آن را به سادگی ضدعفونی کرده و یا داخل دستگاه اتوکلاو استریل کرد.



**NEEDLE HOLDER
GILLES 160mm**

کد: 1750

- سوزنگیر هالسی
- طول: ۱۳۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
2-0, 3-0, 4-0, 5-0



**NEEDLE HOLDER
CRILE-WOOD 150mm**

کد: 1743 & 1743/TC

- سوزنگیر کرایل وود
- کرایل وود با دسته طلایی
- طول: ۱۵۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
3-0, 4-0, 5-0, 6-0



**NEEDLE HOLDER
MAYO-HEGAR mm180**

کد: 1741

- سوزنگیر مایو هگار
- طول: ۱۸۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
2-0, 3-0, 4-0



**NEEDLE HOLDER
MATHIEU-OLSEN 170mm**

کد: 1862

- سوزنگیر متیو اولسن
- طول: ۱۷۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
2-0, 3-0, 4-0, 5-0



**NEEDLE HOLDER
MATHIEU-OLSEN 140mm**

کد: 1853

- سوزنگیر متیو
- طول: ۱۴۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
2-0, 3-0, 4-0



**NEEDLE HOLDER
HALSEY 130mm**

کد: 1748

- سوزنگیر هالسی
- طول: ۱۳۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
0-3, 0-4, 0-5, 0-6



**NEEDLE HOLDER
OLSEN-HEGAR TC**

کد: 1749/TC

- سوزنگیر اولسن هگار
- طول: ۱۴۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
0-3, 0-4, 0-5



**NEEDLE HOLDER
CRILE-RYDER**

کد: 1925/C

- سوزنگیر کرایل ریدر
- طول: ۱۸۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
0-3, 0-4, 0-5, 0-6



**NEEDLE HOLDER
CASTROVIEJO TC CURVED**

کد: 2000/C-TC

- سوزنگیر کستروویو
- طول: ۱۸۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
0-4, 0-5, 0-6



**NEEDLE HOLDER
CASTROVIEJO TC CURVED**


کد: 2000/D-TC

- سوزنگیر کستروویو خمیده
- طول: ۱۸۰mm
- سایز سوزن های توصیه شده:
0-4, 0-5, 0-6

بن رانژور - BONE RONGEURS




Bone Rongeur Blumenthal 45°
کد: 3802
بن رانژور مدل بلومنتال ۴۵ درجه
طول: ۱۵۰mm



1:1




Bone Rongeur Blumenthal
کد: 3801
بن رانژور مدل بلومنتال
طول: ۱۵۵mm



1:1



Bone Rongeur Friedman
کد: 3807
بن رانژور مدل فریدمن
طول: ۱۴۰mm



1:1



Bone Rongeur Micro Friedman
کد: 3809
بن رانژور مدل میکرو فریدمن
طول: ۱۴۵mm



1:1

بن کورت

BONE CURETTES



BONE CURETTE HEMINGWAY N.4

کد: 660/4

بن کورت مدل همینگوی
اندازه سر تیپ: ۴.۰mm



BONE CURETTE HEMINGWAY N.2

کد: 660/2

بن کورت مدل همینگوی
اندازه سر تیپ: ۳.۰mm



BONE CURETTE HEMINGWAY N.0

کد: 660/0

بن کورت مدل همینگوی
اندازه سر تیپ: ۲.۰mm



BONE CURETTE LUCAS N.88

کد: 661/88

بن کورت مدل لوکاس
اندازه سر تیپ: ۴.۰mm



BONE CURETTE LUCAS N.86

کد: 661/86

بن کورت مدل لوکاس
اندازه سر تیپ: ۳.۰mm



BONE CURETTE LUCAS N.84


کد: 661/84

بن کورت مدل لوکاس
اندازه سر تیپ: ۲.۰mm



تیغ و دسته تیغ بیستوری

SCALPEL BLADES AND SCALPEL HANDLE



**BLADE FOR
BONE SCRAPER ANGULAR**
کد: 1325/LRA
• تیغ تراش استخوان زاویه دار



SCALPEL HANDLE N.3
کد: 3633
• دسته تیغ بیستوری متوسط
• طول: 125mm



**SCALPEL HANDL
ROUND DOUBLE**
کد: 3631/1.5
• دسته تیغ بیستوری
• قطر: 1.5mm



SCALPEL BLADES N.15
کد: 3635/15
• تیغ بیستوری
• بسته 100 عددی



**BLADE FOR
BONE SCRAPER**
کد: 1325/LR
• تیغ تراش استخوان



**SCALPEL HANDLE
ADJUSTABLE LONG**
کد: 3637/16
• دسته تیغ بیستوری متحرک بلند
• طول: 160mm
• قابل تنظیم در 7 زاویه



SCALPEL HANDLE N.7
کد: 3630
• دسته تیغ بیستوری بلند
• طول: 165mm



SCALPEL BLADES N.12
کد: 3635/12
• تیغ بیستوری
• بسته 100 عددی



SCALPEL BLADES N.15C
کد: 3635/15C
• تیغ بیستوری
• بسته 100 عددی

سرساکشن – SUCTION TUBE



SUCTION TUBE 3.0mm
کد: 910/3
• سرساکشن فلزی
• قطر سر: 3.0mm



SUCTION TUBE 1.5mm
کد: 910/1
• سرساکشن فلزی
• قطر سر: 1.5mm



SUCTION TUBE FRAZIER 3.0mm
کد: 911/3
• سرساکشن فلزی
• قطر سر: 3.0mm



SUCTION TUBE FRAZIER 2.0mm
کد: 911/2
• سرساکشن فلزی
• قطر سر: 2.0mm

سرنگ - Syringe

برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از دهان، برداشتن اجسام کوچک مثل رول های پنبه، فرزها و پین، نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف از پنس ها استفاده می شود.



DENTAL SYRINGE COOK-WAITE EU

کد: 4958/1

- سرنگ تزریق ثابت
- دارای قابلیت آسپیراسیون
- حجم: ۱.۸ml



DENTAL SYRINGE RINGS EU & AM

کد: 4960

- سرنگ تزریق ثابت
- دارای قابلیت آسپیراسیون
- حجم: ۱.۸ml



DENTAL SYRINGE EU & AM

کد: 4956

- سرنگ تزریق ثابت
- دارای قابلیت آسپیراسیون
- حجم: ۱.۸ml



SYRINGE FOR ELASTOMERS

کدها: 4955/A - 4955/B - 4955/R

- سرنگ پرمولاستیک
- جهت قالبگیری، شستشوی پریو
- فلوراید درمانی و مصارف خانگی
- زاویه تیپ: ۴۵ درجه



SYRINGE FOLDING TYPE EU

کد: 4959/1



- سرنگ تزریق کمرشکن
- دارای قابلیت آسپیراسیون
- حجم: ۱.۸ml

TUNNEL TECHNIQUE INSTRUMENTS

TUNNELING INSTRUMENT N.1,2,3

کدها: 698/1,2,3.HL8

دارای دسته هالوی 8mm



پریوتوم - PERIOTOME

PERIOTOME N.1


کد: 867/1.HL8

پریوتوم ویژه دندان های خلفی

PERIOTOME N.2


کد: 867/2.HL8

پریوتوم ویژه دندان های قدامی



الواتور پریوست - PERIOSTEAL ELEVATOR

الواتور پریوست جهت بلند کردن بافت حساس و ظریف همچون غشای پریوستئوم از روی استخوان در جراحی های دهان و دندان به کار می رود. این ابزار که استفاده از آن آسیب بافتی را کاهش می دهد، جهت لق کردن، کشیدن و لوکسه کردن دندان کاربرد دارد.



PERIOSTEAL ELEVATOR 3.3mm/2.8mm

کد: 856

الواتور پریوست مدل مدسی دیزاین
اندازه تیپ ها: ۲.۸mm و ۳.۳mm



PERIOSTEAL ELEVATOR GOLDMAN-FOX N.14

کد: 872/P14


الواتور پریوست مدل گلدمن-فاکس
اندازه تیپ ها: ۴.۵mm و ۵.۵mm



PERIOSTEAL ELEVATOR MOLT

کد: 883

الواتور پریوست مدل مولت
اندازه تیپ ها: ۳.۸mm و ۴.۰mm



PERIOSTEAL ELEVATOR HP3

کد: 852/HP3

الواتور پریوست مدل HP3
اندازه تیپ ها: ۴.۸mm و ۵.۲mm



PERIOSTEAL ELEVATOR MOLT 2/4

کد: 871/2-4


الواتور پریوست مدل مولت
اندازه تیپ ها: ۲.۷mm و ۶.۰mm



PERIOSTEAL ELEVATOR MOLT N.9

کد: 882

الواتور پریوست مدل مولت
اندازه تیپ ها: ۴.۰mm و ۷.۰mm



PERIOSTEAL ELEVATOR HP3

کد: 851/HP3

الواتور پریوست مدل HP3
اندازه تیپ ها: ۰.۳mm



PERIOSTEAL ELEVATOR ALLEN

کد: 869

الواتور پریوست مدل آلن
اندازه تیپ ها: ۳.۵mm و ۸.۰mm



PERIOSTEAL ELEVATOR HOURIGAN

کد: 873/PH2

الواتور پریوست مدل هوریگان
اندازه تیپ ها: ۳.۰mm و ۴.۰mm



PERIOSTEAL ELEVATOR FREER

کد: 885

الواتور پریوست مدل فریر
اندازه تیپ ها: ۴.۵mm و ۵.۰mm

کورت - CURETTE

کورت یک محصول کاربردی برای برداشتن و تراشیدن جرم و پلاک از سطوح دندانی است و برای اهداف مختلف مانند جرمگیری (Scaling) و تسطیح ریشه (Root-Planing) مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این کورت ها به گونه ای است که از آسیب به لثه جلوگیری می کند. کورت ها به دو دسته یونیورسال و گریسی تقسیم می شوند که هر یک دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام از آن ها کاربرد مخصوص به خود را دارند.

GRACEY RIGID TYPE



GRACEY SHORT TYPE



GRACEY LONG TYPE



GRACEY STANDARD



اکسکویاتور – EXCAVATOR

یکی از تجهیزات مهم و کاربردی در دندانپزشکی که به منظور برداشتن پوسیدگی‌ها از روی عاج دندان، داخل کانال و تاج دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اکسکویاتورها هستند. این ابزار دارای نوک قاشقی شکل است که لبه آن برنده و تیز می‌باشد. همچنین جهت برداشت پانسمان و جابه‌جایی مواد دندانپزشکی در مقیاس بسیار کم هم اکسکویاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.



EXCAVATOR N.1

کد: 670/1

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۲mm



EXCAVATOR N.127-128

کد: 671/128-127

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۲.۰mm



EXCAVATOR N.1

کد: 671/1

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۴۵mm



ENDODONTIC EXCAVATOR ROUND 3.0mm

کد: 665/13

- اکسکویاتور اندو
- یک سر و دارای سرگرد
- سایز تیپ: ۳.۰mm



ENDODONTIC EXCAVATOR ROUND 1.5mm

کد: 665/11

- اکسکویاتور اندو
- یک سر و دارای سرگرد
- سایز تیپ: ۱.۵mm



EXCAVATOR N.129-130

کد: 671/130-129

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۸mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 33L

کد: 665/33

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ‌ها: ۲.۰mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 32L

کد: 665/32

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ‌ها: ۱.۵mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 31L

کد: 665/31

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ: ۱.۳mm

بن فایل پریودنتال – PERIODONTAL BONE FILE



PERIODONTAL FILE SUGARMAN 1S/2S

کد: 650/12

- فایل پریودنتال شوگرمن



PERIODONTAL FILE SUGARMAN 3S/4S

کد: 650/10

- فایل پریودنتال شوگرمن



PERIODONTAL FILE SCHLUGER 9/10

کد: 650/4

- بن فایل اشلوگر

روت الواتور - ROOT ELEVATOR



الواتور، ابزاری است که با مکانیسم چرخاندن یا حرکت به چپ و راست و یا بالا و پایین کردن، سبب جداسازی ریشه از لیگامان، بافت نرم و استخوان شده و باعث لق شدن آن می‌گردد. دسته الواتور به گونه‌ای طراحی شده که به راحتی در کف دست جا بگیرد. الواتورها بر اساس نوع کاربرد دارای طرح‌های متفاوت و متنوعی در قسمت نوک یا دسته می‌باشد. الواتورهای MEDES با دسته‌های زیبا و استاندارد از جنس استنلس استیل با سه طرح و اندازه‌های مختلف ارائه شده است.



ROOT ELEVATOR BEIN FLAT 2, 3, 4 mm

کد: 680/6 - 680/5 - 680/4

- مدل نوک: تخت
- اندازه نوک: ۲.۰ - ۳.۰ - ۴.۰ mm
- مدل دسته: Bein



ROOT ELEVATOR BEIN ROUND 3mm - 4mm

کد: 680/3 - 680/2

- مدل نوک: گرد
- اندازه نوک: ۳.۰mm - ۴.۰mm
- مدل دسته: Bein




Bein



Flohr



Lussatore



ROOT ELEVATOR WHITE CURVED 4mm

کد: 680/8

- مدل نوک: وایت خمیده
- اندازه نوک: ۴.۰mm
- مدل دسته: Bein



ROOT ELEVATOR WHITE 4mm

کد: 680/7

- مدل نوک: وایت
- اندازه نوک: ۴.۰mm
- مدل دسته: Bein



ROOT ELEVATOR SELDIN LEFT

کد: 720/21

- مدل نوک: پرچمی چپ
- اندازه نوک: ۱۲.۰mm
- مدل دسته: Lussatore



ROOT ELEVATOR FLOHR FLAT LEFT

کد: 690/7 - 8

- مدل نوک: فلور فلت چپ و راست
- اندازه نوک: ۳.۰mm
- مدل دسته: Bein



ROOT ELEVATOR FLOHR LEFT 3mm

کد: 690/3 - 4

- مدل نوک: فلور چپ و راست
- اندازه نوک: ۳.۰mm
- مدل دسته: Bein



ROOT ELEVATOR CRYER 12mm RIGHT

کد: 720/27S

- مدل نوک: مثلثی راست و چپ
- اندازه نوک: ۱۲.۰mm
- مدل دسته: Lussatore



ROOT ELEVATOR CRYER 9mm RIGHT

کد: 720/26

- مدل نوک: مثلثی راست
- اندازه نوک: ۹.۰mm
- مدل دسته: Lussatore



ROOT ELEVATOR CRYER 9mm LEFT

کد: 720/25

- مدل نوک: مثلثی چپ
- اندازه نوک: ۹.۰mm
- مدل دسته: Lussatore



PAPILLA ELEVATOR

کد: 698/6.HL.8

الواتور پاپیلا



DISSECTOR PARODONTAL

کد: 699.HL.8

• دیسکتور



ROOT ELEVATOR SELDIN RIGHT

کد: 720/22

- مدل نوک: پرچمی راست
- اندازه نوک: ۱۲.۰mm
- مدل دسته: Lussatore



ROOT ELEVATOR W.BARRY RIGHT

کد: 780/4

- مدل نوک: پرچمی راست
- اندازه نوک: ۱۰.۰mm



ROOT ELEVATOR W.BARRY LEFT

کد: 780/3

- مدل نوک: پرچمی چپ
- اندازه نوک: ۱۰.۰mm
- مدل دسته: صلیبی



PERIOSTEAL ELEVATOR 24G

کد: 877/HK4

الواتور پریوست

آمالگام کریر – AMALGAM CARRIER

جهت انتقال و تزریق آمالگام و همچنین انتقال انواع خمیرها و مواد ترمیمی به داخل حفره های تراش خورده دندان از آمالگام کریرها استفاده می شود.

آمالگام کارورهای برند **MEDECY** از جنس استنلس استیل و یا پلاستیک فشرده با کیفیت بوده و می توان آن را به سادگی ضد عفونی کرده و یا داخل دستگاه اتوکلاو استریل کرد.



AMALGAM CARRIER MEDIUM

کد: 4861/2

- ضخامت سر کریر: ۲mm
- طول: ۱۵۵mm
- جنس: استنلس استیل



AMALGAM CARRIER PLASTIC 15°

کد: 4856

- انحنای سر کریر: ۱۵ درجه
- ضخامت سر کریر: ۲.۵mm
- طول: ۱۷۰mm
- جنس: پلاستیک فشرده



AMALGAM CARRIER PLASTIC 45°

کد: 4857

- انحنای سر کریر: ۴۵ درجه
- ضخامت سر کریر: ۲.۵mm
- طول: ۱۶۵mm
- جنس: پلاستیک فشرده



ENDO GUN FOR RETROGRADS CURVED 1.2mm

کد: 4866

- ام تی ای کریر خمیده
- ضخامت سر کریر: ۱.۲mm
- طول: ۱۳۰mm



ENDO GUN FOR RETROGRADS 1.2mm

کد: 4865

- ام تی ای کریر صاف
- ضخامت سر کریر: ۱.۲mm
- طول: ۱۳۵mm



ENDO GUN FOR RETROGRADS CURVED 1.8mm

کد: 4880

- ام تی ای کریر خمیده
- ضخامت سر کریر: ۱.۸mm
- طول: ۱۳۰mm



AMALGAM CARRIER ANGLED 45°

کد: 4869

- انحنای سر کریر: ۴۵ درجه
- ضخامت سر کریر: ۲mm
- طول: ۱۴۰mm
- جنس: استنلس استیل



AMALGAM CARRIER 135mm

کد: 4867

- طول: ۱۳۵mm
- دارای انحنای استاندارد
- جنس: استنلس استیل با
- روکش پلاستیک فشرده

آمالگام کارور – AMALGAM CARVER

جهت فرم دادن به آمالگام بعد از پر کردن دندان از آمالگام کارورها استفاده می‌شود. در واقع این ابزار برای فرم دادن آناتومی اکلوژال و پروگزیمال، در رستوریشن های آمالگام مناسب است.

آمالگام کارور برند **MEDESY** همانند سایر ابزار دندانپزشکی این برند معروف ایتالیایی از جنس استنلس استیل بوده و بنابراین در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاوم است و می‌توان آن را به سادگی ضدعفونی کرده و یا داخل دستگاه اتوکلاو استریل کرد.



Amalgam Carver USC2

کد: 603

- جهت شکل دادن و کندن مواد ترمیمی



Amalgam Carver Frahm 0/1

کد: 602/1

- معروف به کارور لوزی
- برای شکل دادن و ایجاد کردن آناتومی ناحیه occlusal روی آمالگام
- جهت شکل دادن و کندن مواد ترمیمی



Amalgam Carver Frahm 2/3

کد: 602

- معروف به کارور لوزی
- رای شکل دادن و ایجاد کردن آناتومی ناحیه occlusal روی آمالگام
- جهت شکل دادن و کندن مواد ترمیمی



Amalgam Carver N. 4/5

کد: 608/2

- از نوع کارورهای کلثوید - دیسکوئید
- اندازه سر کلثوئید: ۲.۵mm
- اندازه سر دیسکوئید: ۲.۰mm



Amalgam Carver N.110

کد: 608/5

- از نوع کارور های کلثوئید - دیسکوئید
- اندازه سر کلثوئید: ۲.۲mm
- اندازه سر دیسکوئید: ۲.۲mm



Amalgam Carver N. 89/92

کد: 608/1

- از نوع کارور های کلثوئید - دیسکوئید
- اندازه سر کلثوئید: ۲.۰mm
- اندازه سر دیسکوئید: ۲.۴mm



Amalgam Carve Shoshan-A

کد: 605/1

- جهت شکل دادن و کندن مواد ترمیمی



Amalgam Carver Nystrom 2

کد: 610/2

- اندازه سر بالایی: ۲.۵mm
- اندازه سر پایینی: ۲.۳mm



Amalgam Carver Shoshan-A

کد: 605/3

- جهت شکل دادن و کندن مواد ترمیمی



اسپریدر اندو - ENDODONTIC SPREADER

از اسپریدرها برای فشردن سازی جانبی گوتا پرکا به داخل کانال ریشه، پخش و متراکم نمودن مواد در کانال دندان و قرار دادن مقادیر بیشتری گوتا پرکا در کانال دندان به دلیل انتهای مخروطی شکل آن استفاده می شود. همچنین ابزاری کارآمد در جراحی دندان ها و بهبود عملکرد دندانپزشک است و در کانال های مختلف دندان ها به دلیل اندازه های مختلفی که دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمن اینکه برخی مدل های اسپریدر های MEDESY قابلیت حمل گرما برای انتقال گرما به کانال ریشه را دارند.



ENDODONTIC SPREADER ISO 30

کد: 543/2.1C6

- سایز: ISO ۳۰
- کد رنگی ایزو: آبی
- قطر بدنه: ۶mm
- ضخامت نوک: ۰.۳۰mm



ENDODONTIC SPREADER ISO 20

کد: 543/1.1C6

- سایز: ISO ۲۰
- کد رنگی ایزو: زرد
- قطر بدنه: ۶mm
- ضخامت نوک: ۰.۲۰mm

Flexible point for easy access into the endodontic canal.

ISO color code ring, new extension code .C6



ENDODONTIC SPREADER ISO 50

کد: 543/4.1C6

- سایز: ISO ۵۰
- کد رنگی ایزو: زرد
- قطر بدنه: ۶mm
- ضخامت نوک: ۰.۵۰mm



ENDODONTIC SPREADER ISO 40

کد: 543/3.1C6

- سایز: ISO ۴۰
- کد رنگی ایزو: مشکی
- قطر بدنه: ۶mm
- ضخامت نوک: ۰.۴۰mm

Dalila 6 mm handle with satin finish.



ENDODONTIC SPREADER 1S

کد: 539/1

- اسپریدر مدل 1S
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۲۵mm



ENDODONTIC SPREADER ISO 60

کد: 543/5.1C6

- سایز: ISO ۶۰
- کد رنگی ایزو: آبی
- قطر بدنه: ۶mm
- ضخامت نوک: ۰.۶۰mm



ENDODONTIC SPREADER MA-57

کد: 539/4

- اسپریدر مدل MA-57
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۲۰mm



ENDODONTIC SPREADER D11

کد: 539/3

- اسپریدر مدل D11
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۴۰mm



ENDODONTIC SPREADER 2S

کد: 539/2

- اسپریدر مدل 2S
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۲۵mm



ENDODONTIC SPREADER N.3

کد: 539/7

- اسپریدر مدل 3
- طراحی مناسب برای دندان های خلفی
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۵۵mm



ENDODONTIC SPREADER N.00

کد: 539/6

- اسپریدر مدل 00
- طراحی مناسب برای دندان های خلفی
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۵۵mm



ENDODONTIC SPREADER N.0

کد: 539/5

- اسپریدر مدل 0
- طراحی مناسب برای دندان های خلفی
- دارای قابلیت حمل گرما (Heat Carrier)
- ضخامت نوک: ۰.۳۵mm



برنیشر – BURNISHER

جهت پرداخت نهایی و براق کردن سطح آمالگام پس از جای گذاری و متراکم کردن آن درحفره دندان از برنیشر استفاده می شود. این ابزار بسته به مدل آن دارای تیپ های متنوعی است. شکل و انتهای برنیشر بر حسب نیاز به مقدار آمالگام و زاویه کار با دندان تحت ترمیم، به اندازه و شکل های مختلف وجود دارد.



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT M3**

کد: 527/3

• برنیشر ام پلاگر صاف
(Smooth)

• سایز تیپ ها: ۲.۴mm و ۲.۶mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT M2**

کد: 527/2

• برنیشر ام پلاگر صاف (Smooth)
• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۲.۱mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT M1**

کد: 527/1

• برنیشر ام پلاگر صاف (Smooth)
• سایز تیپ ها: ۱.۲mm و ۱.۵mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
M3Z SERRATED**

کد: 527/3z

• برنیشر ام پلاگر دندانه دار
(Serrated)

• سایز تیپ ها: ۲.۴mm و ۲.۶mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
M2Z SERRATED**

کد: 527/2z

• برنیشر ام پلاگر دندانه دار
(Serrated)

• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۲.۱mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
M1Z SERRATED**

کد: 527/1z

• برنیشر ام پلاگر دندانه دار
(Serrated)

• سایز تیپ ها: ۱.۲mm و ۱.۵mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT MT2R**

کد: 530/2

• برنیشر ام از نوع گرد
(Round)

• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۲.۰mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT MT2Z**

کد: 523/2z

• برنیشر ام تی دندانه دار
(Serrated)

• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۲.۰mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT MT2**

کد: 523/2

• برنیشر ام از نوع صاف (Smooth)
• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۲.۰mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
BALL OT4**

کد: 500/4

• برنیشر بال

• سایز تیپ ها: ۱.۸mm و ۳.۰mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT BALL OT3**

کد: 500/3

• برنیشر بال

• سایز تیپ ها: ۱.۹mm و ۲.۲mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT BALL OT2**

کد: 500/2

• برنیشر بال

• سایز تیپ ها: ۱.۴mm و ۱.۸mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
WESTCOTT N.21B**

کد: 521/2

• برنیشر وسکات

• سایز تیپ ها: ۲.۷mm و ۳.۰mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
WESTCOTT N.21**

کد: 521/1

• برنیشر وسکات

• سایز تیپ ها: ۲.۲mm و ۲.۵mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT N.28/29**

کد: 475/30

• برنیشر فوتبالی - تخم مرغی
• سایز تیپ ها: ۳.۲mm و ۳.۸mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
HOLLENBACK H3**

کد: 466/3

• برنیشر هولن باخ

• سایز تیپ ها: ۲.۵mm



**BURNISHER FILLING
INSTRUMENT
T White N.32**

کد: 477/32

• تی برنیشر

• سایز تیپ ها: ۲.۵mm و ۲.۶mm

پلاگر اندو - ENDODONTIC PLUGGER

در درمان ریشه جهت متراکم کردن گوتاپرکا از ابزاری به نام پلاگر اندو استفاده می شود. شرکت MEDESYS پلاگرهای اندو را در اشکال و اندازه های مختلف طراحی و تولید می کند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.

ENDODONTIC PLUGGER ISO 30

کد: 542/1.C6

• سایز: 30 ISO

• کد رنگی ایزو: آبی

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 0.30mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 40

کد: 542/2.C6

• سایز: 40 ISO

• کد رنگی ایزو: مشکی

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 0.40mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 50

کد: 542/3.C6

• سایز: 50 ISO

• کد رنگی ایزو: زرد

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 0.50mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 60

کد: 542/4.C6

• سایز: 60 ISO

• کد رنگی ایزو: آبی

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 0.60mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 80

کد: 542/5.C6

• سایز: 80 ISO

• کد رنگی ایزو: مشکی

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 0.80mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 100

کد: 542/6.C6

• سایز: 100 ISO

• کد رنگی ایزو: زرد

• قطر بدنه: 6mm

• ضخامت نوک: 1.0mm



ENDODONTIC PLUGGER ISO 120

کد: 542/7.C6

• سایز: 120 ISO

• کد رنگی ایزو: آبی

• قطر بدنه: 6mm


• ضخامت نوک: 1.2mm



Flexible point for easy access into the endodontic canal.

ISO color code ring, new extension code .C6

Dalila 6 mm handle with satin finish.





ENDODONTIC PLUGGER LUKS N.1

کد: 540/1

- پلاگر اندو مدل Luks
- ضخامت نوک: ۰.۴mm



ENDODONTIC PLUGGER LUKS N.4

کد: 540/14

- پلاگر اندو مدل Luks
- ضخامت نوک: ۱.۰mm



ENDODONTIC PLUGGER LUKS N.3

کد: 540/3

- پلاگر اندو مدل Luks
- ضخامت نوک: ۰.۷mm



ENDODONTIC PLUGGER LUKS N.2

کد: 540/2

- پلاگر اندو مدل Luks
- ضخامت نوک: ۰.۵mm



ENDODONTIC PLUGGER N.9-11

کد: 544/9-11

- پلاگر اندو دوسر
- ضخامت نوک ها: ۱.۰mm و ۱.۱۵mm



ENDODONTIC PLUGGER N.5-7

کد: 544/5-7

- پلاگر اندو دوسر
- ضخامت نوک ها: ۰.۵mm و ۰.۷۵mm



ENDODONTIC PLUGGER N.1-3

کد: 544/1-3

- پلاگر اندو دوسر
- ضخامت نوک ها: ۰.۴mm و ۰.۴۵mm



RETRO FILLING PLUGGER N.2

کد: 538/2

- پلاگر رترو فیلینگ دو سر
- ضخامت نوک ها: ۱.۱mm



RETRO FILLING PLUGGER N.1

کد: 538/1

- پلاگر رترو فیلینگ دو سر
- ضخامت نوک ها: ۰.۸mm



ENDODONTIC PLUGGER GLICK

کد: 545/1

- یک سر پلاگر و سر دیگر اسپاتول
- ضخامت پلاگر: ۱.۲mm
- ضخامت اسپاتول: ۳.۰mm



قلم کامپوزیت - COMPOSITE SPATULA

یکی از ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی قلم کامپوزیت است که در هنگام پر کردن حفره دندان تحت ترمیم، کامپوزیت مورد نیاز را جهت قرار دادن در حفره حمل و جابجا می کند.

قلم های کامپوزیت برند MEDESy همانند سایر ابزار دندانپزشکی این برند معروف ایتالیایی از جنس استنلس استیل بوده و بنابراین در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است و می توان آن را به سادگی ضدعفونی کرده و یا داخل دستگاه اتوکلاو استریل کرد.



COMPOSITE SPATULA N.10

کد: 509/10

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS10
- ضخامت تیپ ها: 1.4mm



COMPOSITE SPATULA N.11

کد: 507/11

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS111
- ضخامت تیپ ها: 2.5mm



COMPOSITE SPATULA N.6

کد: 507/6

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS6
- ضخامت تیپ: 2.5mm و 3.0mm



COMPOSITE SPATULA N.13

کد: 509/13

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS13
- ضخامت تیپ ها: 2.6mm



COMPOSITE SPATULA N.12

کد: 509/12

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS12
- ضخامت تیپ ها: 2.2mm



COMPOSITE SPATULA N.11

کد: 509/11

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS11
- ضخامت تیپ ها: 1.6mm



COMPOSITE SPATULA SS3

کد: 518/3

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS3
- ضخامت تیپ ها: 2.9mm



COMPOSITE SPATULA SS2

کد: 518/2

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS2
- ضخامت تیپ ها: 2.5mm



COMPOSITE SPATULA SS1

کد: 518/1

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل SS1
- ضخامت تیپ ها: 2.0mm



SPATULA HEIDEMANN N.3

کد: 579/3

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل هیدمن
- ضخامت تیپ: 3.0mm



SPATULA HEIDEMANN N.2

کد: 579/2

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل هیدمن
- ضخامت تیپ: 2.5mm



SPATULA HEIDEMANN N.1

کد: 579/1

- قلم کامپوزیت دو سر
- مدل هیدمن
- ضخامت تیپ: 2.0mm



COMPOSITE SPATULA SS3 TITANIUM

کد: 518/3T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل SS3 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 2.9mm



COMPOSITE SPATULA SS2 TITANIUM

کد: 518/2T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل SS2 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 2.5mm



COMPOSITE SPATULA SS1 TITANIUM

کد: 518/1T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل SS1 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 2.0mm



COMPOSITE INSTRUMENT GOLDSTEIN N.3 TITANIUM

کد: 492/3T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل GOLDSTEIN با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 2.5mm



COMPOSITE INSTRUMENT GOLDSTEIN N.2 TITANIUM

کد: 492/2T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل GOLDSTEIN با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 1.9mm



COMPOSITE INSTRUMENT GOLDSTEIN N.1 TITANIUM

کد: 492/1T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل GOLDSTEIN با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 1.5mm



COMPOSITE INSTRUMENT BS3 TITANIUM

کد: 494/3T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل BS3 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 1.9mm و 2.9mm



COMPOSITE INSTRUMENT BS2 TITANIUM

کد: 494/2T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل BS2 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 1.4mm و 2.5mm



COMPOSITE INSTRUMENT BS1 TITANIUM

کد: 494/1T

- قلم کامپوزیت دو سر طلایی
- مدل BS1 با روکش تیتانیومی
- ضخامت تیپ ها: 1.0mm و 2.0mm



COMPOSITE SPATULA N.179 TITANIUM

کد: 507/179T

- قلم کامپوزیت دوسر
- جنس تیتانیوم
- ضخامت تیپ ها: ۲.۳ mm



COMPOSITE INSTRUMENT N.20 TITANIUM

کد: 599/20T

- قلم کامپوزیت دوسر (Duck head)
- جنس تیتانیوم
- ضخامت تیپ ها: ۲.۵ و ۲.۰ mm



COMPOSITE INSTRUMENT N.1 TITANIUM

کد: 599/1T

- قلم کامپوزیت دوسر
- جنس تیتانیوم
- ضخامت تیپ ها: ۲.۵ و ۲.۰ mm



FILLING INSTRUMENT WESTCOTT N.21 TITANIUM

کد: 521/1T

- قلم کامپوزیت دوسر
- مدل وستکات
- ضخامت تیپ ها: ۲.۱ و ۲.۴ mm



FILLING INSTRUMENT WOODSON N.1

کد: 473/1

- قلم کامپوزیت دوسر
- مدل وودسون
- ضخامت تیپ ها: ۲.۳ و ۴.۰ mm



COMPOSITE SPATULA N.179

کد: 507/179

- قلم کامپوزیت دوسر
- ضخامت تیپ ها: ۲.۳ mm

LEVANTE – قلم کامپوزیت دسته سیلیکونی



COMPOSITE SPATULA SS3

کد: 518/3.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS1 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۲.۹mm



COMPOSITE SPATULA SS2

کد: 518/2.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS1 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۲.۵mm



COMPOSITE SPATULA SS1

کد: 518/1.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS1 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۲.۰mm



COMPOSITE SPATULA N.12

کد: 509/112.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS12 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۲.۲mm



COMPOSITE SPATULA N.11

کد: 509/11.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS11 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۱.۶mm



COMPOSITE SPATULA N.10

کد: 509/10.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل SS10 دو سر
- ضخامت تیپ ها: ۱.۴mm



SPATULA HEIDEMANN N.3

کد: 579/3.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل هیدمن دو سر
- ضخامت تیپ: ۳.۰mm



SPATULA HEIDEMANN N.2

کد: 579/2.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل هیدمن دو سر
- ضخامت تیپ: ۲.۵mm



SPATULA HEIDEMANN N.1

کد: 579/1.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل هیدمن دو سر
- ضخامت تیپ: ۲.۰mm

LEVANTE
by pininfarina



COMPOSITE INSTRUMENT PF1A LEVANTE

کد: 490/1.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل PF1A دو سر
- ضخامت تیپ: ۱.۷mm



COMPOSITE INSTRUMENT PF1A LEVANTE

کد: 491/1.SL

- قلم کامپوزیت با دسته سیلیکونی
- مدل PF1A دو سر
- ضخامت تیپ: ۱.۹mm

ENAMEL INSTRUMENT – قلم مخصوص مینای دندان



ENAMEL INSTRUMENT BLACK 29

کد: 612/29

- مارچین تریمر مخصوص مینا
- ویژه سطح مزیا
- اندازه سر: ۱.۱mm



ENAMEL INSTRUMENT BLACK 28

کد: 612/28

- مارچین تریمر مخصوص مینا
- ویژه سطح دیستال
- اندازه سر: ۱.۱mm

MATRIX RETAINER – ماتریکس بند



MATRIX RETAINER UNIVERSAL

کد: 4930

- ماتریکس بند یونیورسال
- با محافظ گونه
- اندازه نوار گیر: ۵-۶-۷ mm



MATRIX RETAINER IVORY 8N

کد: 4973

- ماتریکس بند ایوری
- اندازه نوار گیر: ۵-۶-۷ mm



MATRIX RETAINER NYSTROM LEFT

کد: 4970

- ماتریکس بند نیستروم چپ
- اندازه نوار گیر: ۶mm



MATRIX RETAINER IVORY N12

کد: 4978

- ماتریکس بند ایوری



MATRIX RETAINER DIDNER 8P

کد: 4977

- ماتریکس بند دیدنر
- اندازه نوار گیر: ۵-۶-۷ mm



MATRIX RETAINER TOFFLEMIRE

کد: 4975

- ماتریکس بند تاغل مایر
- اندازه نوار گیر: ۵-۶-۷ mm



MATRIX TOFFLEMIRE PCS12

کد: 4979/13 - 4979/12 - 4979/11

- نوار ماتریکس بند تاغل مایر ۱۲ عددی
- اندازه: ۱۱-۱۲-۱۳ mm



MATRIX MM 5-6-7 X1000

کد: 4974/7 - 4974/6 - 4974/5

- نوار ماتریکس بند
- اندازه: ۵-۶-۷ mm

اکسکویاتور – EXCAVATOR

یکی از تجهیزات مهم و کاربردی در دندانپزشکی که به منظور برداشتن پوسیدگی‌ها از روی عاج دندان، داخل کانال و تاج دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اکسکویاتورها هستند. این ابزار دارای نوک قاشقی شکل است که لبه آن برنده و تیز می‌باشد. همچنین جهت برداشت پانسمان و جابه‌جایی مواد دندانپزشکی در مقیاس بسیار کم هم اکسکویاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.



EXCAVATOR N.1

کد: 670/1

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۲mm



EXCAVATOR N.127-128

کد: 671/128-127

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۲.۰mm



EXCAVATOR N.1

کد: 671/1

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۴۵mm



ENDODONTIC EXCAVATOR ROUND 3.0mm

کد: 665/13

- اکسکویاتور اندو
- یک سر و دارای سرگرد
- سایز تیپ: ۳.۰mm



ENDODONTIC EXCAVATOR ROUND 1.5mm

کد: 665/11

- اکسکویاتور اندو
- یک سر و دارای سرگرد
- سایز تیپ: ۱.۵mm



EXCAVATOR N.129-130

کد: 671/130-129

- اکسکویاتور دو سر
- سایز تیپ‌ها: ۱.۸mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 33L

کد: 665/33

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ‌ها: ۲.۰mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 32L

کد: 665/32

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ‌ها: ۱.۵mm



ENDODONTIC EXCAVATOR 31L

کد: 665/31

- اکسکویاتور اندو
- دو سر و دارای سرهای گرد
- سایز تیپ: ۱.۳mm

بن فایل پریودنتال – PERIODONTAL BONE FILE



PERIODONTAL FILE SUGARMAN 1S/2S

کد: 650/12

- فایل پریودنتال شوگرمن



PERIODONTAL FILE SUGARMAN 3S/4S

کد: 650/10

- فایل پریودنتال شوگرمن




PERIODONTAL FILE SCHLUGER 9/10

کد: 650/4

- بن فایل اشلوگر







اکسپلورر یا سوند دندان - DENTAL EXPLORER

سوند معاینه دندان که به اکسپلورر دندان نیز موسوم است، ابزاری است دارای انتهای قابل انعطاف، نوک تیز و باریک که برای بررسی حساسیت سطح دندان، تشخیص پوسیدگی دندان، جرم های دندانی، لبه های اضافی پرکردگی و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله نوک تیز جهت بررسی مدخل کانال های دندان، انشعابات ریشه و آنومالی های دندانی نیز استفاده می شود.



پروب پریودنتال - PERIODONTAL PROBE

جهت ارزیابی سلامت بافت پریودنتال به کمک تکنیک بالینی، از پروب های پریودنتال استفاده می شود. این ابزارها برای اندازه گیری، تعیین محل و علامت گذاری پاکت های دندانی و همچنین تعیین ارتباط آن ها با سطوح دندانی به کار می روند. پروب ها دارای درجات مختلفی هستند که بر حسب میلی متر تنظیم بندی شده اند. درجه بندی این ابزار دندانپزشکی، تعیین کننده کاری است که قرار است روی دندان انجام شود. به عنوان مثال جرم گیری، پلنینگ ریشه، جراحی های عمیق و...



آینه و دسته آینه - MIRROR & MIRROR HANDLE

یکی از وسایل پرکاربرد در معاینات و اقدامات درمانی دندانپزشکی، آینه دندانپزشکی یا آینه دهان می باشد. این آینه وسیله ای است که برای دید غیر مستقیم، عقب زدن لب ها، گونه و زبان، انعکاس نور به داخل دهان و بزرگ نمایی قسمت های مورد معاینه استفاده می شود.

برای تولید آینه و دسته آینه های برند MEDESy از متریال باکیفیتی مورد استفاده شده است و این محصولات دارای طراحی منحصر به فرد و متنوعی می باشند.

یک سری از این آینه ها با نام دکتر کاملا (DR.COMELLA) دارای سرآینه قطره ای شکل بوده که ثبت اختراع بین المللی شده است و مورد تایید بسیاری از دندانپزشکان از سراسر دنیا قرار گرفته است. ارگونومیک و خوش دست بودن این محصول سبب شده تا دندانپزشکان دندان های انتهایی را که در عمیق ترین قسمت حفره دهان قرار دارند به سهولت معاینه و درمان کنند.



MIRRORS N.5 PLANE - 12 pcs

کد: 4903/5

- سرآینه دایره ای تخت
- قطر: ۲۴mm
- تعداد در بسته: ۱۲ عدد



MIRRORS N.4 PLANE - 12 pcs

کد: 4903/4

- سرآینه دایره ای تخت
- قطر: ۲۲mm
- تعداد در بسته: ۱۲ عدد



MIRRORS N.4 MAGNIFYING - 12 pcs

کد: 4903/4MA

- سرآینه دایره ای مقعر
- قطر: ۲۲mm
- تعداد در بسته: ۱۲ عدد



MIRRORS Dr. COMELLA RHODIUM - 6pcs

کد: 4903/10RO

- سرآینه رادیومی مدل دکتر کاملا (قطره ای)
- ارائه نمای بزرگتر از بخش مولر فوقانی و
- حفره دهان نسبت به آینه های معمولی
- تعداد در بسته: ۶ عدد



MIRRORS N.5 MAGNIFYING - 12 pcs

کد: 4903/5MA

- سرآینه دایره ای مقعر
- قطر: ۲۴mm
- تعداد در بسته: ۱۲ عدد



MIRROR HANDLE MEDESy 8mm

کد: 4905/8

- دسته آینه هالو
- قطر: ۸mm
- طول: ۱۲۰mm



MIRROR HANDLE OCTAGONAL

کد: 4904

- دسته آینه هالو
- طول: ۱۳۰mm



MIRROR HANDLE MEDESy 6mm

کد: 4905/6

- دسته آینه
- قطر: ۶mm
- طول: ۱۲۰mm



MIRROR HANDLE LIGHT

کد: 4902

- دسته آینه هالو
- قابل استفاده برای Thread مخروطی
- طول: ۱۲۵mm



MIRROR HANDLE ALUMINIUM

کد: 4906/SI - 4906/GR

4906/YE - 4906/RE

- دسته آینه آلومینیومی
- در رنگ های نقره ای، سبز،
- قرمز و زرد
- طول: ۱۲۰mm

SINUS LIFT INSTRUMENT - قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.901**
کد: 1304/901
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.904**
کد: 1304/904
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.903**
کد: 1304/903
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.902**
کد: 1304/902
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.3**
کد: 1309/3
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.2**
کد: 1309/2
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.905**
کد: 1304/905
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Buser N.9**
کد: 1309/9
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Buser N.7**
کد: 1309/7
• قلم سینوس لیفت



**Sinus Lift
Instrument N.5**
کد: 1309/5
• قلم سینوس لیفت

CHISEL - چيزل



CHISEL OCHSENBEIN
کد: 641/1
• سايز نوک چيزل: 5mm



CHISEL RHODES N.36/37
کد: 643/37
• چيزل Rhodes and Back-Action



CHISEL TG-0
کد: 641/3
• سايز نوک چيزل: 3mm



CHISEL, CURVED
کد: 1340/1A
• سايز نوک چيزل: 3.8mm



CHISEL
کد: 1340/1R
• سايز نوک چيزل: 3.8mm



CHISEL WAKEFIELD 2W
کد: 942
• سايز نوک چيزل: 4.9mm



CHISEL, CURVED
کد: 1340/4A
• سايز نوک چيزل: 3.8mm



CHISEL
کد: 1340/3R
• سايز نوک چيزل: 7.5mm

اسپاتول محکمه (قاشقک آزمایشگاهی) – SPATULA CEMENT



SPATULA CEMENT N.2

کد: 675/2

- دارای دو سر
- یک سر قاشقک و سر دیگر برای خرد کردن
- سایز سرها: ۶.۵mm



SPATULA CEMENT N.1

کد: 675/1

- دارای دو سر
- یک سر قاشقک و سر دیگر برای خرد کردن
- سایز سرها: ۵.۵mm



SPATULA CEMENT N.4

کد: 675/4

- دارای دو سر
- یک سر قاشقک و سر دیگر برای خرد کردن
- سایز سرها: ۶.۵mm و ۹.۵mm



SPATULA CEMENT N.3

کد: 675/3

- دارای دو سر
- یک سر قاشقک و سر دیگر برای خرد کردن
- سایز سرها: ۷.۵mm

اسپاتول همزن گچ و آلژینات

PLASTER AND ALGINATE SPATULAS



PLASTER AND ALGINATE SPATULAS

کد: 210

- جنس: استنلس استیل با دسته چوبی
- طول: ۲۱۵mm



PLASTER AND ALGINATE SPATULAS

کد: 209

- جنس: استنلس استیل با دسته چوبی
- طول: ۲۱۵mm

قلم جایگذاری مواد

PLACEMENT INSTRUMENT



BURNISHER INSTRUMENT FOR CAVITIES

کد: 587

- جهت جایگذاری مواد
- اندازه سر: ۱.۰mm



BURNISHER INSTRUMENT FOR CAVITIES

کد: 584

- جهت جایگذاری مواد
- اندازه سر: ۱.۰mm

بُن کومپکتور، اسکرابر و آسیاب

BONE COMPACTOR, SCRAPER & CRUSHER



BONE COMPACTOR 6-8 mm
کد: 1320/2.HL8.
• بُن کومپکتور
• سائز: ۸mm و ۶



BONE COMPACTOR 3-4 mm
کد: 1320/1.HL8.
• بُن کومپکتور
• سائز: ۳mm و ۴



BONE SCRAPER ANGULAR
کد: 1325/A.
• بُن اسکرابر زاویه دار



BONE SCRAPER
کد: 1325.
• بُن اسکرابر



BONE MILL FORCEPS TITANIUM
کد: 4892.
• فورسپس آسیاب استخوان



BONE CRUSHER 40 mm
کد: 4895.
• آسیاب استخوان

کیت ها - KITS



Handle with 4 blades
کد: 868/KIT.
• کیت پریوتوم ۴ تیغ



Perimplantite Kit
کد: 1671/3.
• کیت پری ایمپلنتیت



Rubber dam kit
کد: 1675/10.
• کیت رابردن



Kit sinus elevation (internal)
کد: 1322/KIT.
• کیت استئوتومس مفر



Kit sinus condensing
کد: 1321/KIT.
• کیت استئوتومس محدب

OTHER INSTRUMENT - متفرقه



PLIER CENTURY ANGLE N.139 TC

کد: 3000/39TC

- پلایر
- جهت جاگذاری و یا خم کردن انتهای آرچ وایرها
- حداکثر بازشوندگی: ۱۰۰mm



APPLICATORI MTA

کد: 4891/10

- سر خمیده
- طول: ۱۵۰ mm



Caliper Iwanson For Metal

کد: 4981/M

- کالیپر ایوانسون برای فلزات
- مدرج شده تا ۱۰۰mm



Instrument to measure the depth of bony tunnel

کد: 1301

- کالیپر
- طول: ۱۷۰ mm



Gammafix tray Cinc


کد: 981/20-BL

- سینی ابزار


SHARPENING STONE ARKANSAS EXTRA FINE

کد: 1200

- سنگ آرکانزاس
- جهت تیز کردن ابزار و لوازم جراحی و پریو
- ابعاد: ۳,۶x۳۰x۱۰۰ mm



Arkansas extra fine, white





 **MEDESYS[®]**
ITALY
www.medesy.it

 **توان دنت**
TAVAN DENT

نمایشگاه و فروشگاه: تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵
تلفن: ۰۶۶۴۲۸۴۷۶ - ۰۶۶۴۲۸۳۱۴ - ۰۶۶۴۲۸۲۵۵ - ۰۲۱
۰۹۱۰۵۱۵۳۳۰۵ :واتساپ tavandent :اینستاگرام
سفرش آنلاین : www.tavandent.com